



**AKADEMISKA
BARNSJUKHUSET**

Att spola via Chait-knapp

Egenvård



Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se

Tarm och stomimottagningen för barn och ungdom

018-612 23 05

För dig som är barn eller ungdom

Du som är barn eller ungdom har på samma sätt som vuxna rätt att få information som är lätt att förstå. På www.akademiska.se/ung kan du till exempel läsa om hur det går till vid våra vanligaste undersökningar.



Vänd sida för
att läsa mer!

Att spola via Chait-knapp

- Tvätta händerna
- Ta fram det material som behövs för spolning
- Stäng klämman på lavemangspåsen
- Fyll lavemangspåsen med ml, kroppsvarmt vatten (drickbart)
- Häng upp påsen, öppna klämman och fyll upp slangen, stäng klämman igen
- Ta bort eventuellt plåster över Chait-knappen
- Stäng klämman på mellanstycket
- Öppna locket på Chait-knappen och sätt fast mellanstycket
- Koppla ihop mellanstycket med lavemangspåsen
- Öppna klämman på mellanstycket
- Öppna klämman på lavemangspåsen
- Reglera hastigheten på vattnet med klämman på lavemangspåsen. Pausa vid eventuellt obehag.
- Stäng alla klämmor när vattnet runnit in
- Koppla isär lavemangspåse och mellanstycke. Mellanstycket får sitta kvar tills avslutad tömning
- Ta bort mellanstycket och stäng locket på Chait-knappen
- Tvätta vid behov rent under Chait-knappen och torka torrt
- Täck med ett plåster

Spola vid behov igenom mellanstycket med vatten och lämna klämman öppen



Tvätta händerna. Plocka fram det material du behöver. Fyll påsen med ordinerad mängd vatten och fyll lavemangsslangen.



Sätt dig på toaletten. Ta bort eventuella plåster



Öppna locket på Chait-knappen



Stäng klämman på mellanstycket och sätt fast mellanstycket på Chait-knappen



Koppla ihop mellanstycket med lavemangspåsen. Öppna klämmor. Anpassa hastigheten på vattnet med hjälp av klämmorna. När allt vatten runnit in, stäng alla klämmor. Koppla isär lavemangspåse och mellanstycke.



När du bajsat klart, ta bort mellanstycket och stäng locket på Chait-knappen. Tvätta vid behov och torka torrt. Sätt på eventuellt plåster.

Bra-att-ha” uppgifter om min ACE

Katetersort och storlek

Chait-knapp

Spolväska

Volym vätska

Intervall

Förband/ plåster

Ansvarig kirurg

Stomiterapeut

Telefonnummer 018-612 23 05



1177

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se